



MYP 配套试剂使用说明书

【货号】 P-131

【用途】

用于蜡样芽孢杆菌的固体平板计数及选择性分离培养。(GB 标准)

注: 该产品替代 P-124 50%卵黄液和 P-36E 多粘菌素 B

【规格】 5mL/支×10

【成分】

50%卵黄液 5mL

多粘菌素 B 10000IU

【用法】

每 95mL CM133 甘露醇卵黄多粘菌素琼脂基础 (MYP) 培养基基础加入 P-131 MYP 配套试剂一支, 混匀后倾注平板备用。

【保存】

2°C-8°C避光保存 6 个月。

【产品资料下载】

质检报告和化学品安全技术说明书 (MSDS) 可登录陆桥网站 <https://www.beijinglandbridge.com/>,

在“质检报告”和“MSDS”页面, 输入货号和批号下载。

本产品仅适用于实验室的工业、科研目的, 不用于临床诊断或治疗。